

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Click Xpro ConvexLight, basisplade, opklipbar 15-53mm, med bælteører, 70 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50003147



Specifikationer

Ref.nummer	11045
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	0.9 cm	0.05 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk