

Produktdatablad

Produktnavn SenSura Flex, 2-dels urostomipose, Maxi, flerkammer, beige, 50 mm ring

Mediq varenr.: 50003151

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	11825
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.3 cm	19.2 cm	28.5 cm	0.575 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk