

Produktdatablad

Produktnavn Assura, 1-dels Mini Cap med kulfilter, non-woven, beige, Ø 20-55 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50003310



Specifikationer

Ref.nummer	2502
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05701780945103
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.8 cm	15.9 cm	25.1 cm	0.39 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk