

# Produktdatablad

## Produktnavn Assura, 1-dels urostomipose Maxi 375ml u.kulfilter, klar, Ø 10-55 mm

Mediq varenr.: 50003317

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 5585                              |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 20 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | HUNGARY                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 36 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|--------|---------|---------|----------|
| 6.5 cm | 19.2 cm | 28.5 cm | 0.625 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)