

Produktdatablad

Produktnavn SenSura 1-dels
tømbar, m. udløb, u. filter, m.
splitfilm, 630 ml, steril, Ø 10-76
mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50003426



Specifikationer

Ref.nummer	19001
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	19 cm	28 cm	0.4 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk