

# Produktdatablad

Produktnavn **Sensura Mio Click**  
**High Output, 2-dels stomipose,**  
**Maxi, vindue, grå, 70 mm**

Mediq varenr.: 50003433

Dato: 29.04.2025



## Specifikationer

| Ref.nummer               | 18603          |
|--------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 10 pakke       |
| EAN nummer på salgsenhed | 05708932044530 |
| Regulativ                | MDR (2017/745) |
| Oprindelsesland          | CHINA          |
| Bemærkninger             |                |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt   |
|--------|--------|---------|--------|
| 6 cm   | 19 cm  | 28.5 cm | 0.4 kg |



*at the heart of healthcare*

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)