

Produktdatablad

Produktnavn Sensura Mio Flex High Output, 2-dels stomipose, Maxi, vindue, grå, 70 mm

Mediq varenr.: 50003448

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	18651
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	19 cm	28.5 cm	0.38 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk