

Produktdatablad

Produktnavn Assura, 2-dels urostomi Mini Cap u.kulfilter, beige, 40 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50003551



Specifikationer

Ref.nummer	2807
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	19.5 cm	28.6 cm	0.367 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk