

Produktdatablad

Produktnavn Brava, Modellerbar tætningsring 2,0 mm, hul 18 mm, Ø 48 mm

Mediq varenr.: 50003791

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	12030
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05708932499729
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.8 cm	7.5 cm	16.8 cm	0.23 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk