

Produktdatablad

Produktnavn Welland HyperSeal, Tætningsring formbar 2,5 mm, hul 19 mm, Ø 50 mm

Mediq varenr.: 50004397

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	HWA300
Indhold/salgsenhed	20 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.7 cm	15.6 cm	15.6 cm	0.17 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk