

Produktdatablad

Produktnavn Welland HyperSeal, tætningsring formbar 2,5 mm, hul 19 mm, Ø 100 mm

Mediq varenr.: 50004398

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	HWA350
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.5 cm	3.5 cm	15.4 cm	0.185 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk