

# Produktdatablad

Produktnavn Welland HyperSeal,  
tætningsring formbar 4 mm, hul 19  
mm, Ø 50 mm

Mediq varenr.: 50004399

Dato: 29.04.2025



## Specifikationer

| Ref.nummer                | HWA400                            |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 20 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 36 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 3 cm   | 13 cm  | 7 cm  | 0.19 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)