

Produktdatablad

Produktnavn Welland HyperSeal,
ring 2,5 mm med manuka honning,
hul 19 mm, Ø 50 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50004400



Specifikationer

Ref.nummer	XMHWA300
Indhold/salgsenhed	20 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	16 cm	15.9 cm	0.175 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk