

Produktdatablad

Produktnavn Welland HyperSeal,
ring 2,5 mm med manuka honning,
hul 30 mm, Ø 60 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50004401



Specifikationer

Ref.nummer	XMHWA310
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
20.3 cm	8.5 cm	8.5 cm	0.328 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk