

Produktdatablad

Produktnavn Welland HyperSeal,
ring 2,5 mm med manuka honning,
hul 40 mm, Ø 70 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50004403



Specifikationer

Ref.nummer	XMHWA320
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10.5 cm	10.5 cm	20 cm	0.43 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk