

Produktdatablad

Produktnavn Welland UltraFrame, kantsikring, ultratynd, halvcirke, 35 mm x 160 mm

Mediq varenr.: 50004410

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	XUFWAFH33
Indhold/salgsenhed	20 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	10 cm	18 cm	0.05 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk