

Produktdatablad

Produktnavn Dansac, konektor til urostomipose, klar

Mediq varenr.: 50005177

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	400-50
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5709817111378
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.5 cm	14.5 cm	14.5 cm	0.081 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk