

Produktdatablad

Produktnavn Dansac, modellerbar ring GX-tra til stomi 2,5 mm, hul 20mm, Ø 50 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005178



Specifikationer

Ref.nummer	72520
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5709817301045
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	6.8 cm	10.1 cm	0.181 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk