

Produktdatablad

Produktnavn Dansac, modellerbar ring GX-tra til stomi 2,5 mm, hul 50mm, Ø 80,2 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005181



Specifikationer

Ref.nummer	7255030
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5709817301137
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10.6 cm	9.8 cm	9.6 cm	0.336 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk