

Produktdatablad

Produktnavn Dansac Seal,
tætningsring, formbar 3 mm, hul 40
mm, Ø 70 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005184



Specifikationer

Ref.nummer	07040
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5709817573794
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	10 cm	10 cm	0.54 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk