

Produktdatablad

Produktnavn Dansac Seal,
tætningsring, formbar 3 mm, hul 50
mm, Ø 82,5 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005185



Specifikationer

Ref.nummer	07050
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5709817573817
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	10 cm	10 cm	0.587 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk