

Produktdatablad

Produktnavn Dansac TRE Seal,
tætningsring, formbar, 2,3 mm, hul
18 mm, Ø 48 mm

Mediq varenr.: 50005188

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	072-48
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5709817600315
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	9 cm	8.5 cm	0.122 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk