

Produktdatablad

Produktnavn Dansac TRE Seal,
tætningsring, formbar, 3,0 mm, hul
30 mm, Ø 57,5 mm

Mediq varenr.: 50005189

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	071-30
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5709817598032
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1.5 cm	8 cm	8.5 cm	0.361 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk