

Produktdatablad

Produktnavn Dansac TRE Seal,
tætningsring, formbar, 3,0 mm, hul
40 mm, Ø 70 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005190



Specifikationer

Ref.nummer	071-40
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5709817598049
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.5 cm	10 cm	11 cm	0.524 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk