

Produktdatablad

Produktnavn Dansac, blød lukkeclips, engangs, beige, 115 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005222



Specifikationer

Ref.nummer	095-00
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5709817012491
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1.7 cm	9.3 cm	11.5 cm	0.054 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk