

Produktdatablad

Produktnavn Dansac, blød lukkeclips, engangs, beige, 135 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005223



Specifikationer

Ref.nummer	9502
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5709817276138
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.2 cm	11.1 cm	16.9 cm	0.079 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk