

Produktdatablad

Produktnavn Flexima 3S konveks,
basisplade, 25mm hul, løftbar
flange, 45 mm ring

Mediq varenr.: 50005479

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	30069100
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	FRANCE
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	16 cm	16 cm	0.244 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk