

Produktdatablad

Produktnavn Flexima, Softima® Key Maxi Tømbar Transparent 80 mm, maxi *, 80 mm ring

Mediq varenr.: 50005581

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	62680N
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	4046963362928
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FRANCE
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk