

Produktdatablad

Produktnavn **Adapt CeraRing**
konveks, tætningsring, rund 6 mm,
hul 20 mm, Ø 55 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005877



Specifikationer

Ref.nummer	89520
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	610075060825
Regulativ	MDR (2017/745)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	6 cm	23 cm	0.11 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk