

Produktdatablad

Produktnavn **Adapt CeraRing**
konveks, tætningsring, oval 6 mm,
hul 22 x 38 mm, 87 mm x 55 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005880



Specifikationer

Ref.nummer	89601
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	610075060856
Regulativ	MDR (2017/745)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	10 cm	19 cm	0.151 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk