

Produktdatablad

Produktnavn **Adapt CeraRing**
konveks, tætningsring, oval 6 mm,
hul 38 x 56 mm, 100 mm x 70 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005882



Specifikationer

Ref.nummer	89603
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	610075060870
Regulativ	MDR (2017/745)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk