


Produktdatablad

Produktnavn Conform 2 SoftFlex,
basisplade, 35mm hul, løftbar
flange, 55 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005937



Specifikationer

Ref.nummer	25235
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5390166139641
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.2 cm	12.1 cm	15.2 cm	0.113 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk