


Produktdatablad

Produktnavn Conform 2 FlexWear
konveks, basisplade, 20mm hul,
løftbar flange, 45 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005939



Specifikationer

Ref.nummer	24320
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	0610075129751
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	11.5 cm	15.4 cm	0.16 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk