

Produktdatablad

Produktnavn **Conform 2 FlexWear**
konveks, basisplade, 22mm hul,
løftbar flange, 45 mm ring

Mediq varenr.: 50005940

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	24322
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5390166045348
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12.1 cm	15.1 cm	0.142 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk