

Produktdatablad

Produktnavn Conform 2 FlexWear
konveks, basisplade, 25mm hul,
løftbar flange, 45 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005941



Specifikationer

Ref.nummer	24325
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5390166045362
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12.1 cm	15.1 cm	0.159 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk