

Produktdatablad

Produktnavn **Conform 2 FlexWear**
konveks, basisplade, opklipbar
13-38mm, løftbar flange, 55 mm
ring

Mediq varenr.: 50005945

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	25300
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5390166045386
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12.1 cm	15.1 cm	0.163 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk