

# Produktdatablad

Produktnavn **Conform 2 FlexWear**  
**konveks, basisplade, 35mm hul,**  
**løftbar flange, 55 mm ring**

Mediq varenr.: 50005947

Dato: 29.04.2025



## Specifikationer

| Ref.nummer                | 25335                             |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 5 pakke                           |
| EAN nummer på salgsenhed  | 0610075129829                     |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | DENMARK                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
|        |        |       | 0 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)