

Produktdatablad

Produktnavn Conform 2 FlexWear,
basisplade 30mm hul, løftbar
flange, 45 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005948



Specifikationer

Ref.nummer	34230
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	610075130160
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.2 cm	12.1 cm	15.3 cm	0.113 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk