

Produktdatablad

Produktnavn Conform 2 FlexWear,
basisplade 40mm hul, løftbar
flange, 55 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50005953



Specifikationer

Ref.nummer	35240
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	10610075130327
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	12 cm	15 cm	0.112 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk