

Produktdatablad

Produktnavn Conform 2 FlexWear,
basisplade 35mm hul, løftbar
flange, 55 mm ring

Mediq varenr.: 50005955

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	35235
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5390166139740
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.2 cm	12.1 cm	15.1 cm	0.116 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk