

# Produktdatablad

## Produktnavn eakin dot, basisplade, 30mm hul, løftbar flange, 60 mm ring

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50006230



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 839805                            |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 5 pakke                           |
| EAN nummer på salgsenhed  | 5060267415004                     |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | DENMARK                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 24 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
|        |        |       | 0 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)