

Produktdatablad

Produktnavn Eakin Pelican, Mini Cap MINI opklipbar 10-40mm, Ø 10-40 mm

Mediq varenr.: 50006354

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	839580
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	15017710001649
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.3 cm	15.2 cm	23.5 cm	0.262 kg