

Produktdatablad

Produktnavn Eakin, Freeseal Air tætningsring, 1,8 mm, hul 18 mm, Ø 48 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50006504



Specifikationer

Ref.nummer	839007
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05056276805325
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8 cm	8 cm	8 cm	0.075 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk