

# Produktdatablad

Produktnavn eakin dot, 1-dels  
ileostomipose, standard, vindue,  
beige, Ø 35 mm

Mediq varenr.: 50006526

Dato: 29.04.2025



## Specifikationer

| Ref.nummer                | 840310                            |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 30 pakke                          |
| Colli                     | 15 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed  | 5060267418906                     |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | DENMARK                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 24 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
|        |        |       | 0 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)