

Produktdatablad

Produktnavn Mediq, 2-lags
genanvendt papir, hvidt, præget,
perforere, 50 cm x 46 m

Mediq varenr.: 50007195

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	3070429
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	9 Styk
EAN nummer på salgsenhed	8715343745366
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	ITALY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
50 cm	13 cm	13 cm	0.814 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk