

# Produktdatablad

## Produktnavn CareFix Post-Op Bra BH, Bella, hægte frontlukning, hvid (80-80cm), medium

Mediq varenr.: 50007306

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 321260-03.01.1KJ                  |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 1 Styk                            |
| Colli                     | 24 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed  | 5703936039421                     |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | SLOVAKIA                          |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|--------|---------|---------|----------|
| 2.7 cm | 13.6 cm | 23.7 cm | 0.137 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)