

# Produktdatablad

Produktnavn CareFix Post-Op Bra  
BH, Bella, hægte frontlukning, sort  
(80-90cm), medium

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50007311



## Specifikationer

| Ref.nummer                | 321261-03.01.1KJ                  |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 1 Styk                            |
| Colli                     | 24 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed  | 5703936039520                     |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | SLOVAKIA                          |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|--------|---------|---------|----------|
| 2.9 cm | 14.1 cm | 20.7 cm | 0.136 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)