

Produktdatablad

Produktnavn We Medical, tætningsring 4,0 mm, hul 20 mm, Ø 50 mm

Mediq varenr.: 50009045

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	WC300
Indhold/salgsenhed	30 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.5 cm	7.5 cm	18.3 cm	0.275 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk