

Produktdatablad

Produktnavn Medicina, adapter, omvendt luer til ENFit, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50010477



Specifikationer

Ref.nummer	TA01
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5060278508849
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	30 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12.3 cm	17.2 cm	28.5 cm	0.33 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk