

Produktdatablad

Produktnavn Medicina, adapter ENFit til omvendt luer, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50010478



Specifikationer

Ref.nummer	TA02
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5060278508856
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	30 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
25 cm	16.5 cm	28 cm	0.347 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk